



Activímetro PNT 3000



¿Qué es y para que sirve?

El **Activímetro PNT 3000** (Plant nutrition tester) mide la salinidad del suelo o sustrato tomado en consideración sus propiedades más relevantes. La salinidad se

determina por la concentración total de sales disueltas. En aguas y/o suspensiones estas sales están totalmente libres y móviles y pueden medirse con un Conductímetro. En suelos, sustratos y otros medios utilizados en agricultura las sales no están totalmente disueltas y su movilidad depende de la temperatura, compactación y humedad. Estos factores determinan las sales que pueden ser "activas" y disponibles para las plantas.

¿Cómo se utiliza?

Insertando directamente un punzón metálico en el suelo o sustrato obtenemos la lectura de actividad (salinidad) en gr/l de sales disponibles. Las medidas se realizan directamente en el cultivo sin necesidad de tomar muestras. Para obtener lecturas fiables y representativas, se aconseja realizar las lecturas un par de horas después del riego y siempre en la zona donde se encuentra el sistema radicular.

¿Qué valores puedo obtener y como se interpretan?

Los resultados pueden variar en función de las características del suelo o sustrato, agua de riego y abonado.

Niveles bajos: 0,1-0,3 gr/l
Niveles medios: 0,3-0,5 gr/l
Niveles altos: 0,6 a 0,9gr/l
Niveles riesgo de toxicidad: >1gr/

Newsletter

OCTUBRE 2011

Laboratorio LASA Agro


Instalamos un nuevo laboratorio de espectrofotometría LASA Agro en la oficina técnica del Ing. J.Mª La Fuente de la comunidad de regantes de Bardenas.



Esta va a ser una herramienta fundamental para realizar analíticas de suelos y aguas de los cultivadores de esta extensa

área de regadío y poder optimizar el uso de los fertilizantes.

Este laboratorio se une a la instalación de diversas estaciones iMetos que completarán la nueva parcela experimental de la comunidad de regantes.



Próximas Ferias y Eventos

Metostep estará presente en:



Fruit Attraction (feria internacional de la fruta y hortalizas) En Madrid del 19-21 de Oct 11



HortiFair (technology in horticulture). En Ámsterdam del 1 al 4 Novm en el stand de nuestro socio Stepsystems



TIENDA ONLINE ➔

Descubre las ofertas y promociones en la tienda **METOSTEP** Online:

<http://tienda.metostep.com/>

facebook

www.facebook.com/metostep

METOSTEP

C/ Navarra 3 08440 Cardedeu (Barcelona)

Tel.93 113 91 75 Fax.902 879 518

e-mail: info@metostep.com

Web: www.metostep.com

Si usted no está interesado en recibir periódicamente nuestro boletín de información técnica. Por favor reenvíe este e-mail con asunto **BAJA**.